



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

الجلسة الثانية والثالثة : الكشف عن الأغوال والفينولات

الأغوال : عبارة عن فحوم هيدروجينية تم فيها استبدال ذرة هيدروجين أو أكثر بنفس العدد من الزمر

الهيدروكسيلية OH ،تقسم الأغوال إلى مجموعتين كبيرتين وفقا للجزر العضوي المرتبط بالزمرة

الهيدروكسيلية هما الأغوال الأليفاتية R – OH والأغوال العطرية (الفينولات) Ar – OH

تصنف الأغوال وفقا لارتباط الزمرة الهيدروكسيلية بالكربون الى:

كحول أولي	كحول ثانوي	كحول ثالثي
Primary 1	Secondary 2	Tertiary 3
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{R} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{R} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{R} \\ \\ \text{R} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$
ذرة الكربون التي تحمل مجموعة OH - تحتوي على ذرتي هيدروجين ومجموعة الكيل R.	ذرة الكربون التي تحمل مجموعة OH - تحتوي على ذرة هيدروجين ومجموعتي الكيل.	ذرة الكربون التي تحمل مجموعة OH - لا تحتوي على ذرات هيدروجين ولكن تحتوي على ثلاث مجموعات الكيل.

كما تصنف حسب عدد الوظائف الهيدروكسيلية في الجزيء الى:

أغوال أحادية الهيدروكسيل مثالها الإيتانول :


وأغوال ثنائية الهيدروكسيل ديولات أو (غليكولات- الاسم الشائع) مثالها الإيتيلين غليكول :





عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

وأغوال ثلاثية الهيدروكسيل تريولات أو (غليسيرينات) مثالها الغليسرين :




و أغوال متعددة الهيدروكسيل (كالكسريات بشكل عام) .
تتصف أغلب الأغوال بأهمية خاصة في المجالات الطبية ، فيمكن استعمالها كمحلات أو كواشف كيميائية وفي تحضير و تركيب العديد من المواد الصيدلانية ، كما أنها تتصف بخواص سامة على الرغم من استعمالها الواسع فتعتبر أبخرة الميثانول ذات خواص سامة ضعيفة تؤدي إلى إصابة الإنسان بفقدان البصر كما تؤدي إلى الموت أحياناً ، كما يعتبر الإيثيلين غليكول و البروبيلين من المواد السامة ايضاً

الخصائص الفيزيائية للأغوال:

الاغوال جزيئات ذات صفة قطبية : نظراً للفرق في الكهرسلبية بين ذرتي الأكسجين والكربون من جهة و فرق الكهرسلبية بين الهيدروجين والاكسجين من جهة أخرى فإن الرابطة بين الذرتين تكون قطبية لذلك تعتبر الأغوال جزيئات قطبية

درجة الغليان : للأغوال درجة غليان مرتفعه مقارنة مع درجة غليان الهيدروكربونات المقابلة لها بالوزن الجزيئي بسبب إمكانية تشكيل روابط هيدروجينية بين جزيئات الأغوال






عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

تزداد درجة الغليان بازدياد الوزن الجزيئي وتقل درجة الغليان بازدياد التفرع/ كلما زاد عدد الفروع قلت درجة الغليان اي كلما نقص حجم جزئ الكحول او كان يميل للشكل الكروي كلما قلت درجة الغليان/ كما أن درجة غليان الكحولات الحلقية أعلى من درجة غليان الكحولات غير الحلقية

3- الذوبانية: بشكل عام تتحلل الاغوال بالماء و بعض المذيبات القطبية الاخرى و ذلك لوجود الصفة القطبية بالاغوال و بسبب قدرة الأغوال على تشكيل روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء، فإن الأغوال ذات الوزن الجزيئي المنخفض تتحلل بأي كمية من الماء مثل الإيثانول و الميتانول كما تقل ذوبانية الغول في الماء بزيادة طول السلسلة الهيدروكربونية الكارهة في الماء في جزئ الغول/ أي بازدياد الوزن الجزيئي /



الكشف المخبري عن الأغوال اعتماداً على خصائصها الكيميائية



1- التفاعل مع المعادن القلوية كمعدن الصوديوم :

تتفاعل الأغوال مع المعادن القلوية مثل / K , Na, Li / حيث تحل ذرة الهيدروجين محل هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل وتتشكل ألكوكسيدات المعادن التي تتمتع بصفة أساسية عالية



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

طريقة العمل: نضع في انبوب اختبار قطعة صغيرة من جداً من الصوديوم (يتم تجفيفها من آثار الكيوسين بطيها بورقة ترشيح بحال كانت محفوظة به) ثم تتم إضافة عدة نقاط من الايتانول ونغلق فتحة الانبوب بالاصبع فيحصل انطلاق سريع للهيدروجين وعند انتهاء التفاعل قرب فوهة الانبوب من اللهب فيحترق الهيدروجين بلهب ازرق اللون ويبقى بقعر الانبوب راسب ابيض اللون من اتيلات الصوديوم، يتم اضافة عدة نقاط من الماء ينحل الراسب (قد تظهر شرارة صغيرة ناتجة عن الصوديوم غير المتفاعل) وعند اضافة نقطة من الفينول فتالتين يتلون المحلول بالأحمر بسبب تفكك اتيلات الصوديوم بالماء معطية هيدروكسيد الصوديوم



2-تفاعلها مع الحموض وتشكيل الاسترات

تتفاعل الأغوال مع الحموض الكربوكسيلية مشكلة استرات ذات رائحة مميزة وذلك بوسط حمضي (حمض الكبريت المركز) حيث يتشكل استر وماء، تم استعمال حمض الكبريت المركز لأنه شره للماء يمتص الماء ويجعل التفاعل يسير بالاتجاه المباشر نظراً لان تفاعلات الاسترة عكوسة

الكشف عن الغول الايتيلي بتفاعله مع حمض الخل لتشكيل استر خلات الايتيل

طريقة العمل : يؤخذ في أنبوب اختبار قطرتان من الغول الإيتيلي ويضاف إليها قطرة من حمض الخل الثلجي ثم قطرتان من حمض الكبريت المركز ، يرج الأنبوب وتسد فوهته بورقة ترشيح ويوضع في حمام




عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه
مائي عند درجة الغليان لبضع دقائق يخرج الأنبوب ويتم رجه عدة مرات ثم يبرد ، إن انطلاق رائحة شبيهة برائحة التفاح (وهي رائحة خلات الإيثيل) دليل على وجود الغول الإيثيلي .




الكشف عن الغول الميثيلي بتفاعله مع حمض الساليسيليك لتشكيل استر ساليسيلات الميثيل

تعتمد على تفاعل الغول الميثيلي في وسط حمضي مع حمض الساليسيليك لإعطاء ساليسيلات الميثيل (زيت البتول)، ذي الرائحة المميزة وفقاً للمعادلة الآتية:







طريقة العمل: يؤخذ حوالي ٢مل من الميثانول في انبوب اختبار ويضاف إليه نقطتان من حمض الكبريت الكثيف ثم 0.1 gr من حمض الساليسيليك، ترج محتويات الانبوب ثم يتم وضعه في حمام مائي في حالة الغليان لمدة بضع دقائق .إن انطلاق رائحة زيت البتول المميزة دلالة على وجود الغول الميثيلي ملاحظة :يمكن اضافة عدة قطرات من محلول كربونات الصوديوم بنهاية التفاعل لتعديل الزيادة من الحمض ولانتاج ثاني اوكسيد الكربون المحل برائحة الاستر

3- تفاعلات الأكسدة: حيث يتم التمييز بين الكحولات الأولية والثانوية والثالثية بأكسدتها بالمزيج الكرومي او بمحلول برمنغنات البوتاسيوم حيث تتأكسد الكحولات الأولية لألدهيدات ثم لحموض كربوكسيلية أما الكحولات الثانوية فتتأكسد لكيتونات أما الثالثية فلا تتأكسد




عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه
طريقة العمل: يؤخذ ثلاث انابيب جافة ويوضع في كل منها 1 مل من كحول اولي وثانوي وثالثي ثم يضاف لكل منها قطرة من محلول برمنغنات البوتاسيوم البنفسجي وقطرة من حمض الكبريت المركز وتوضع في حمام مائي فيتحول لون البرمنغنات للون البني بحال تمت الاكسدة (يمكن استعمال قطرات من المزيج الكرومي بدلا من محلول البرمنغنات فنلاحظ تغير اللون البرتقالي للون الاخضر المزرق المميز لشاردة الكروم ثلاثية التكافؤ)







4- تفاعلات الاستبدال مع الهالوجينات:

التفاعل مع محلول كلور التوتياء (كاشف لوكاس) : يستعمل هذا التفاعل للتفريق بين الأغوال الأولية والثانوية و الثالثة ، يستفاد من اختلاف سرعة تفاعل زمرة الهيدروكسيل مع محلول كلور التوتياء في حمض كلور الماء المركز لتشكيل كلوريد الألكيل:




عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه



تتفاعل الأغوال الثالثية بسرعة كبيرة مع هذا الكاشف لإعطاء هالوجين الألكيل أما الأغوال الأولية فتتفاعل عند التسخين ، وتشغل الأغوال الثانوية مكانا وسطا .
طريقة العمل : تؤخذ ثلاثة أنابيب اختبار نظيفة وجافة ، يوضع في كل أنبوب عدة قطرات من كحول أولي وثانوي وثالثي ولكل منها ٠.٥ مل من محلول كاشف لوكاس (يتم تحضيره بحل 110 gr من كلوريد الزنك في 100 مل من حمض كلور الماء المركز) وتوضع هذه الأنابيب في بيشر يحتوي على ماء درجة حرارته ٢٥ - ٣٠ م° ثم يحسب وقت تشكل العكر في كل من الأنابيب الثلاثة ، وبهذا يمكن معرفة نوع الغول من سرعة تشكل هالوجين الألكيل غير المنحل

المركب	المشاهدة	الاستنتاج
Methyl alcohol	محلول رائق ولا يعطي عكارة بيضاء حتى بعد التسخين	إنه هو كحول أولي لان التفاعل بطيء
Ethyl alcohol	محلول رائق ولا يعطي عكارة بيضاء حتى بعد التسخين	إنه هو كحول أولي لان التفاعل بطيء
Isopropyl alcohol	يعطي عكارة بعد التسخين لمدة خمس دقائق	إنه هو كحول ثانوي، لان التفاعل يحتاج إلى وقت
t-Butyl alcohol	يعطي عكارة بيضاء في الحال تنفصل على هيئة طبقة زيتية	إنه هو كحول ثالثي، لان التفاعل سريع

5- اختبار تكوين اليودوفورم : للكشف عن الكحولات المحتوية مجموعة متيل مرتبطة مباشرة بذرة الكربون الحاملة لزمرة هيدروكسيل وهيدروجين ، حيث تؤكسد هيبويودات الصوديوم الكحولات الثانوية لكيثونات ثم تحل ذرات اليود محل ذرات هيدروجين مجموعة المتيل ثم تتفكك الكيثونات بالوسط الاساسي لليودوفورم وملح الحمض المقابل كما هو موضح بالمعادلات :




عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه



ملاحظة : يمكن للمركبات العضوية التي تحمل مجموعة أستيل أن تعطي هذا التفاعل اي يستكمل من المعادلة الثالثة ولا تعطي الكحولات الأولية -عدا الايتانول - هذا التفاعل

طريقة العمل : خذ 1 مل من الايتانول مع 2-4 بلورات اليود (تعطي لون بني عند انحلالها) ثم 1 مل محلول يود البوتاسيوم وحرك حتى تلون المحلول بلون بني ثم اضف محلول ماءات الصوديوم المركزة 10% قطرة قطرة حتى زوال اللون وظهور راسب اصفر أو ابيض مصفر من اليود فورم ذو الرائحة الكريهة



ملاحظة : يمكن تحضير محلول اليود في يود البوتاسيوم بشكل مستقل بحل 5gr من اليود في 200 مل ماء مقطر يحتوي على 10gr من يود البوتاسيوم

يوضح الجدول التالي النتائج التي سيتم الحصول عليها بحال استخدام عدة كحولات في هذا الاختبار

Comp.	1	2	3	4
Name	Methyl alcohol	Ethyl alcohol	isopropyl alcohol	tert-Butyl alcohol
Iodoform test	لا تتكون عكارة صفراء	تتكون عكارة صفراء	تتكون عكارة صفراء	لا تتكون عكارة صفراء


الكشف عن غول متعدد الوظيفة (الجليسرين) :

الطريقة الأولى تشكل الأكرولين :

عند تفاعل الجليسرين مع حمض الكبريت يتم حذف جزيئي ماء معا وتشكيل الأكرولين على شكل حلقة سمراء على الحد الفاصل بين الجليسرين وحمض الكبريت ويتم التفاعل مع التسخين وفق المعادلة



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه



طريقة العمل : خذ في انبوب اختبار 1 مل من الغليسرين وقم بإمالة الأنبوب واضف 2 مل من

حمض الكبريت المركز بحذر وضع الأنبوب في حمام مائي ولاحظ ظهور الحلقة السمراء

واصفار المحلول بالتدريج

الطريقة الثانية تشكيل معقد غليسيريدات النحاس :

حيث يكشف عن الغليسرين وفق مرحلتين :


المرحلة الأولى تشكيل راسب أزرق هلامي من ماءات النحاس وذلك عن طريق تفاعل محلول

كبريتات النحاس مع محلول ماءات الصوديوم وفق التفاعل



المرحلة الثانية :يتفاعل راسب ماءات النحاس مع الغليسرين ليتشكل معقد أحمر غامق من

غليسيريدات النحاس دليل وجود غول متعدد الوظيفة (الغليسرين)



طريقة العمل : خذ في انبوب اختبار عدة قطرات من محلول كبريتات النحاس وعدة قطرات من

محلول ماءات الصوديوم يتشكل راسب أزرق هلامي نضيف له عدة قطرات من الغليسرين




ونخض الأنبوب حتى زوال الراسب وتشكل محلول بلون أحمر غامق

الطريقة الثالثة اختبار البوراكس :



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

تضاف عدة قطرات من الفينول فتالئين لمحلول مخفف من البوراكس (بورات الصوديوم) فيظهر لون ارجواني وعند اضافة الغليسول يختفي اللون لكنه يعود للظهور ثانية عند التسخين ويختفي بالتبريد وذلك لان بورات الصوديوم تعطي حمض البوريك (حمض ضعيف) وهيدروكسيد الصوديوم (اساس قوي) لذا يكون محلول البوراكس قلوي اما بحال وجود الغليسول فيتكون حمض قوي نتيجة تفاعل حمض البوريك الضعيف مع الهالذي يتحلل بالتسخين ويعود بالتبريد




الكشف عن الفينولات

الفينولات هي مركبات عطرية ترتبط فيها زمرة هيدروكسيلية أو أكثر مباشرة بالحلقة العطرية ، و يدعى أبسط حد في هذه المجموعة من المركبات بالفينول و هو عبارة عن بلورات لها رائحة مميزة ينصهر عند الدرجة ٤١م° و من مشتقاته الكاتينول و الريزورسينول و الهيدروكينون و البيرغالول و غيرها :

و الجدير ذكره أن جميع الفينولات صلبة ما عدا ميتا-كريزول فهو سائل ، و هي عديمة اللون عندما تكون نقية و لكنها تتلون قليلاً عندنا تتأكسد بتأثير الوسط الخارجي و معظمها له تأثير مخرش للجلد لذا يجب الحذر عند التعامل معها.



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه



الكشف العام:

-الكشف عن الفينولات بواسطة كلور الحديد :

تتصف الفينولات بإعطاء لون شديد عند تفاعلها مع كلور الحديد لتعطي مركب وفق التفاعل:



حيث تمتاز الشاردة ArOFe^{+2} بتلونها و يختلف اللون حسب المركب الفينولي المستعمل من اللون البنفسجي إلى الأزرق أو الأحمر أو الأخضر .

-طريقة العمل :

أولاً: يؤخذ في أنبوب اختبار نظيف و جاف 1مل من الماء القطر و 1مل إيتانول و يضاف إليها بلورتين من المشتق الفينولي ثم يضاف قطرتان من محلول كلور الحديد ولاحظ اللون المتشكل

اسم المركب	فينول	كاتيكول	ريزوسينول	هيدروكينون	بيروغالول	الفانفتول	بينتالفتول	حمض الساليسيليك
صيغة المركب								
لون محلوله مع كلوريد الحديد								



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

تجربة الفيتالين : نضع بعدة انابيب عدة بلورات من كل مشتق فينولي مع عدة بلورات من حمض الفثالتيك و 5 مل حمض الكبريت المركز ونضعها في حمام مائي ساخن حتى تذوب المكونات ثم نتركها لتبرد وتسكب محتويات الانابيب على بياشر حاوية محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% وتتكون الوان مميزة

<u>بيتا النفтол</u>	<u>الفا النفтол</u>	<u>بيروغالول</u>	<u>كاتيكول</u>	<u>الفينول - اورتو الكريزول</u>
<u>اصفر فاتح</u>	<u>اخضر</u>	<u>احمر مائل للبنّي</u>	<u>ازرق</u>	<u>وردي</u>

اختبار للتمييز بين الفا النفтол وبيتا النفтол :

نأخذ في انبوبين عدة بلورات من كل منها مع 2مل محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% و عدة نقاط من محلول اليود فيتلون محلول الفا النفтол باللون الازرق البنفسجي أما محلول بيتا النفтол فلا يعطي اي لون