


الإرقاء

الإرقاء Hemostasis: وهي عملية متكاملة يقوم بها الجسم للحفاظ على الدم ضمن الأوعية عبر إغلاقها

للفتحة التي يمكن أن تنشأ في جدران الأوعية لأي سبب كان.

تتضمن عملية الإرقاء الخطوات الأساسية التالية:



1- التصاق الصفائح الجائلة

في الدوران مع ألياف الكولاجين المنكشفة في بطانة الوعاء المتأذي.

2- تفعيل الصفائح وإطلاقها لمحتوياتها.

3- تكديس صفائح جديدة فوق الصفائح المتصقة.

4- تفعيل شلال التخثر.

ولتقييم سير عملية الإرقاء مخبرياً نستخدم مجموعة من الاختبارات أهمها:

1- **تعداد الصفائح Platelets Count:** يدل انخفاض عدد الصفائح ما دون 100 ألف/ملم³ إلى ازدياد

خطر النزف، من النادر أن يحدث النزف العفوي بحالة عدد الصفائح أكبر من 50 ألف، في حين يكثر النزف إذا انخفض العدد إلى ما دون 20 ألف وبخاصة إذا كانت حرارة المريض مرتفعة أو إذا كان مصاباً بفقر دم.

يصادف النزف أكثر عند المصابين بقلة الصفائح إذا هبط عددها بسرعة أكثر مما يصادف عند مريض آخر عدد صفحاته أقل ولكنه ثابت.

2- زمن النزف **Bleeding Time** : توقف سداد الصفائح (سدادة الإرقاء الأولية) النزف بسرعة في الأوعية الشعرية والصغيرة وتختبر سلامة آلية تشكل سدادة الصفائح بقياس زمن النزف وتعد طريقة إيفي Ivy الطريقة الأكثر دقة وشيوعاً في تحديده، ويتراوح عند الأسوياء بين (1-4 min) ويتطاول في حال:

- قلة الصفائح.
- خلل في وظيفتها.
- داء فون وليبراند.

3- زمن انكماش الجلطة **Clot Retraction** : أو مرحلة تقلص العلقة ويعكس المرحلة الثالثة من التخثر ولكي يكون سوياً" يجب أن يكون عدد الصفائح ووظيفتها سوياً ويقدر زمن انكماشها السوي بنحو الساعة.

4- زمن التخثر **Coagulation Time** : يتطاول في الناعور وفي حال وجود خلل في عوامل التخثر، يتراوح عند الأسوياء إذا ما اجري بطريقة Lee-White وذلك على الدم الوريدي من 4-10 min، ويفضل إجراؤه بنفس الوقت على شاهد سليم.

5- زمن الترميوبلاستين الجزئي المفعّل **Activated Partial Thromboplastine Time** : يرتفع في الناعور وداء فون وليبراند وعوز العامل XII و IX وفي المعالجة بالهيبارين وتتراوح حدوده السوية بين (sec40-25).

5- زمن الترميوبلاستين الجزئي المفعّل **Activated Partial Thromboplastine Time** : يرتفع في الناعور وداء فون وليبراند وعوز العامل XII و IX وفي المعالجة بالهيبارين وتتراوح حدوده السوية بين (sec40-25).

6- زمن البروترومبين **Prothrombine Time (PT)** : تقاس بواسطة فعالية عوامل التخثر المتعلقة بالفيتامين K، يتطاول في آفات الكبد وعند استعمال مضادات التخثر الفموية، حدوده السوية أقل من 12 sec.

7- زمن الترومبين **Thrombin Time** : يعكس تحول الفيبرينوجين إلى الفيبرين. حدوده السوية (sec15-10)، يرتفع في قلة الفيبرينوجين الشديدة.

تعداد الصفائح الدموية

Platelets Counts

تتميز الصفائح الدموية بأنها أصغر العناصر الخلوية حيث يبلغ قطر هذه الخلية من (2-3) ميكرون وتميل هذه الصفائح إلى التجمع والالتصاق، لذلك يتم جمع الدم في أنبوب اختبار يحوي على مانع تخثر هو الـ E.D.T.A. وتظهر الصفائح الدموية على شكل أجسام صغيرة فاتحة مع أطراف قاتمة. وتعد الصفائح الدموية بطريقتين هما طريقة (إكر) أو طريقة (بريشر).

الأدوات المستخدمة:

1- ممص تمديد الكريات ويختلف حسب الطريقة:

أ- طريقة رس إكر:

تستخدم في هذه الطريقة ماصة تمديد الكريات الحمر حيث يتم تعداد الصفائح الدموية في مربعين من مربعات الكريات البيض متقابلين قطرياً.

ب- طريقة بريشر:

تستخدم في هذه الطريقة ماصة تمديد الكريات البيض ويتم العد في المربعات الخمسة من المربع المركزي للكريات الحمر.

2- سائل التمديد: يختلف بحسب الطريقة:

أ- طريقة إكر: يتألف سائل التمديد من (3,8) غ سترات الصوديوم، (0,2) سم³ فورمول، (0,1) غ زرقاة الكريزبل وتحل جميعها في (100) سم³ ماء مقطر.

ب- طريقة بريشر: يتألف من (1) غ حمضات (أوكزالات الأمونيوم) وتحل في (100) سم³ ماء مقطر .

طريقة العمل:

أ- طريقة إكر:

يعقم لنباب إحدى أصابع اليد عند الإنسان بالكحول وتترك حتى تجف وبواسطة واخزة معقمة تؤخذ رأس

الإصبع المعقمة بشكل كاف ثم نسحب بالممص كمية كافية من الدم حتى العلامة (0,5) ويجب مسح

الأنبوبة الماصة من الخارج بواسطة قطعة شاش ثم يؤخذ من سائل التمديد حتى العلامة (101). ويجب أن

تتخذ هذه الطريقة بسرعة تجنباً لعدم تخثر الدم .

أو يسحب الدم المجموع على مانع تخثر E.D.T.A. في ممص تمديد الكريات الحمر حتى العلامة (0,5) ثم

تمسح حواف الممص الخارجية بواسطة قطعة شاش أو قطن ويؤخذ من سائل التمديد الخاص حتى العلامة

(101) ثم ترح الماصة يدوياً أو بالرجاجة الآلية لمدة (5-10) دقائق وبعد انتهاء عملية المزج ترمى القطرات الثلاث الأولى من ممص التمديد وتملأ العدادة (عداد نيوياور المعدل) في الشروط النظامية ثم يوضع العداد في طبق (بتري) الذي يكون مزوداً بقطعة من القطن الرطب وتترك العدادة في طبق بتري مدة (15-20) دقيقة أو يوضع العداد في منشفة رطبة لمدة (15) ذ ثم نقوم بعدها بوضع العدادة تحت المجهر ونعد الصفائح الدموية في مربعين من مربعات الكريات البيضاء متقابلين قطرياً ببطء . ونضرب الرقم بـ(1000) .

أما كيفية استنتاجه فهي كالتالي :

$$1 \times 1 \times 10/1 = 10/1 \text{ ملم}^3 \text{ حجم مربع من المربعات البيض.}$$

$$2 \times 10/1 = 10/2 \text{ ملم}^3 \text{ حجم مربعين من المربعات البيض.}$$

$$200/1 \text{ نسبة سائل التمديد للدم.}$$

$$1/1 \times 10/2 = 200/1 \text{ س/1} \times 1000/1 = 1000 \text{ س} \times 1000 = \text{عدد الصفائح الدموية / مم}^3$$

دم حيث س = عدد الصفائح الدموية في المربعين.

ب- طريقة بريشر :

يؤخذ دم المريض بواسطة ماصة تمديد الكريات البيض حتى العلامة (0,5) ثم تسمح حواف الماصة الخارجياً بواسطة قطعة قطن أو شاش ويشفط بسائل التمديد الخاص حتى العلامة (11) ثم تتم عملية المزج من (5-10) دقائق وبعدها نقوم برمي القطرات الثلاث من ماصة التمديد وأخذ القطرة الرابعة حيث يملأ حجرة العداد بها وبعد ملئه بقطرة الدم الممددة يوضع العداد في طبق بتري لمدة (15-20) دقيقة وبعدها يوضع العداد تحت المجهر وتقوم بعد الصفائح الدموية في المربعات الخمسة من المربع المركزي ببطء ثم نقوم بضرب النتيجة بالرقم (1000) فيكون هو عدد الصفائح الدموية المعدود في المم³ من الدم . أما العمليات الحسابية لإستنتاج الرقم (1000) فهي كالتالي :

$$1 \times 5/1 \times 10/1 = 250/1 \text{ ملم}^3 \text{ حجم مربع من المربعات الـ 25}$$

$$5 \times 250/1 = 250/5 = 50/1 \text{ ملم}^3 \text{ حجم المربعات الخمسة الحمر}$$

$$1/1 \times 20/1 \times 50/1 = 1000/1 \text{ س} \times 1000 = \text{عدد الصفائح الدموية / مم}^3$$

حيث س = عد الصفائح الدموية في الخمس مربعات .

20/1 نسبة سائل التمديد.

وتتفاوت القيمة الطبيعية من (150 - 400) ألف صفيحة دموية في (1) مم³ دم ووسطياً يبلغ عددها

(250) ألف صفيحة / 1مم³ دم.

التغيرات المرضية:

1-زيادة الصفائح الدموية:

1. فرط الكريات الحمر (تكثف الدم).
 2. تخضب الدم
 3. فقر الدم ناقص الصباغ التجديدي.
 4. فقر الدم الحاد.
 5. ابيضاض الدم النخاعاني.
- وقد يرتفع عدد الصفائح الدموية إلى مليون /ملم³ بعد النزف الشديد و بعد استئصال الطحال و الأمراض المزمنة و خاصة أمراض نقي العظام و في حالة الحثل العظمي الليفي و حثل نقي العظام.

نقص الصفائح الدموية :

1. ورم الصفائح الدموية : خلل وراثي.
2. عوامل فيزيائية و كيميائية كالحروق الواسعة، و تعرض نقي العظام للإشعاع.
3. عوامل جرثومية كالمكورات السبحية.
4. عوامل حمية (فيروسية): التهاب الوحيدات الضمجي.
5. عوامل حيوية سمية كعضات الأفاعي و لدغات الحشرات.استخدام الأسبرين و التسمم الدموي البولي(يوريمية).
6. النزوف الدموية وخاصة الشديدة منها
7. قلة الصفائح المناعية ، التي تسمى بفريرية قلة الصفائح الذاتية المناعية.
8. بعض الحالات نتيجة لأمراض مستتبهة لفقر الدم اللامنع وفي بعض التقانات والسرطانات الانتقالية والأخماج.

ملاحظة :

تبدو الصفائح الدموية في خلية التعداد بشكل كروي إهليلجي ، أي أن حوافها تكون غير منتظمة وتبدو بلون رمادي فاتح أما إذا حرك لولب المطابقة فتبدي بريقاً وإذا حرك للطرف المغاير فتظهر نقطة سوداء في خلية التعداد تشبه الحبة السوداء .

تعيين زمن النزف

زمن النزف هو الزمن اللازم لتوقف الدم عند خروجه من جرح قياسي في الجلد، حيث يتوقف الدم عن الخروج عندما تقل فتحات الشعيرات الدموية بمساعدة الصفائح الدموية، ولذلك يعبر زمن النزف عن كفاءة الصفائح التي تتمثل بقدرتها على التكتل مع بعضها والالتصاق بجدار الشعيرات الدموية.

يعتبر قياس زمن النزف من أهم التحاليل المخبرية قبل العمليات الجراحية ويقاس زمن النزف كما يلي :

✓ أطراف الأصابع:

يقاس زمن النزف من أي جرح قياسي في أطراف الأصابع بالنقاط الدم من الجرح بمسه بورقة ترشيح مرة كل 30 ثانية من الوخز.

يعتبر عدم التقاط ورقة الترشيح لأي أثر للدم نهاية زمن النزف.

من عيوب هذه الطريقة أنها تعطي زمن أقل من زمن النزف الحقيقي بسبب الطبيعة المطاطية للجلد السميك وخاصة في أطراف الأصابع والتي تزيد إمكانية إغلاق الجرح.

✓ أسفل الأذن:

يقاس زمن النزف من أسفل الأذن بدلاً من أطراف الأصابع حيث يتميز الجزء الأسفل من الأذن برقة الجلد ووفرة الشعيرات الدموية.

يقدر زمن النزف الطبيعي عند قياسه من جرح قياسي في أسفل الأذن أو أطراف الأصابع من 1 - 4 دقائق.

ملاحظات:

➤ يزيد زمن النزف عندما تقل كفاءة الصفائح الدموية أو يقل عددها.

➤ يزيد زمن النزف بالرغم من العدد الطبيعي للصفائح الدموية بسبب نقص كفاءتها عند تعاطي الأدوية المضادة لالتصاق الصفائح كالأسبرين.

زيادة زمن التخثر لا تعني بالضرورة زيادة زمن النزف علماً أن زيادة زمن النزف تؤخر تخثر الدم داخل الأوعية الدموية، لذا قد ينزف الجرح مرة ثانية بعد توقفه بسبب تحلل كتلة الصفائح وبقاء الدم متميعاً كما هو الحال في ال Hemophilia حيث يقدر زمن النزف من 3-5 دقائق.

• الأدوات والمواد اللازمة:

- 1- شفرات خاصة أو واخزات فرونك أو واخزات عادية تستعمل لمرة واحدة.
- 2- كرونومتر أو أي مؤقت آخر.
- 3- ورق نشاف.
- 4- إيتانول 70% أو بروبانول 70%.
- 5- قطن معقم.

• طريقة العمل:

- 1- تنظف شحمة الأذن وتطهر بقطعة قطن مبللة بالإيتانول أو البروبانول و ينتظر حتى جفاف المطهر.
- 2- بواسطة ثاقبة أو واخزات ذات لسين بطول 3-4 ملم، توخز شحمة الأذن من أسفلها بشكل يدخل اللسين في مستوى يوازي مستوى الأذن، وليس عموديا عليها أي ليس كما تنقب من أجل وضع عاتقة عليها.
- 3- يجب أن تكون الوخزة صريحة دون تردد بشكل تحدث نرف يعطي قطرات متتالية بشكل عنوي دون عصر الشحمة وعند ظهور أول قطرة نازفة، يكبس زر المؤقت لتحسين زمن بدء النرف.
- 4- تمس القطرة النازفة بحافة ورقة الترشيح دون أن تمس الورقة بالجرح وذلك كل 15sec حتى انتهاء النرف، وعندما يكبس على المؤقت لإيقافه وتحديد زمن النرف.

• النتائج:

تتراوح القيم الطبيعية في هذه الطريقة تتراوح بين (1-4 min) وحتى (6 min) يمكن اعتباره طبيعيا".

• ملاحظات:

- 1- قطر القطرات الأولى على ورقة الترشيح يجب أن يكون بحدود 1سم وإلا يعاد الاختبار مرة ثانية.
- 2- يجب مراعاة حالة المريض في حال كان الجو شتاء أو صيف قبل إجراء الاختبار، لأن شحمة الأذن ينبغي ألا تكون باردة جدا" أو ساخنة، فإذا كانت باردة تفرك حتى تعود التروية الدموية فيها بشكل نظامي، أما إذا كانت حارة جدا" يترك المريض للراحة حتى يعود إلى وضعه الطبيعي.

تعيين زمن التخثر :

زمن التخثر: هو الزمن اللازم لتخثر الدم منذ سحبه من الجسم.
يجرى هذا الاختبار بطريقتين: اختبار زمن التخثر بواسطة الشريحة، اختبار زمن التخثر بواسطة الأنايبب الشعرية.


1- اختبار زمن التخثر بواسطة الشريحة:

الأدوات والمواد اللازمة:

- 1- شرائح زجاجية.
- 2- واخزات.
- 3- ساعة ميكائية.
- 4- قطن طبي معقم.
- 5- كحول طبي 70%.

طريقة العمل :

- 1- نقوم بتعقيم إصبع المريض ثم نقوم بوخزه.
- 2- نقوم بعصر إصبع المريض على شريحة زجاجية ونضع ثلاث قطرات من الدم.
- 3- نشغل الميكائية ابتداء من خروج الدم من الإصبع مباشرة.
- 4- بعد مرور نصف دقيقة نقوم بلامسة القطرة الأولى من الدم بالطرف المدبب من الواخزة ونلاحظ حدوث أي تخثر وذلك بتكون خيط الفيبرين.
- 5- إذا لم نلاحظ تكون الخيط نقوم بلامسة القطرة الثانية من الدم بعد مرور نصف دقيقة.
- 6- إذا لم نلاحظ تكون الخيط نقوم بلامسة القطرة الثالثة من الدم بعد مرور نصف دقيقة.
- 7- في حالة عدم تكون الخيط نقوم بلامسة القطرة الأولى من الدم بعد مرور نصف دقيقة.
- 8- نكرر الخطوات السابقة حتى يتم تكون الخيط ونسجل الوقت الذي تكون فيه خيط الفيبرين.





2- اختبار زمن التجلط بواسطة الأنايبب الشعرية:

الأدوات والمواد اللازمة:

- 1- أنابيب شعرية.
- 2- واخزات
- 3- ساعة ميكانيكية.
- 4- قطن طبي معقم.
- 5- كحول طبي 70%.

طريقة العمل:

- 1- نقوم بتعقيم إصبع المريض ثم نقوم بوخزه.
- 2- نقوم بحصر إصبع المريض ثم نملأ الأنبوب الشعري بكمية مناسبة من الدم.
- 3- يتم حساب الوقت من زمن خروج الدم من الإصبع ويتم كسر جزء صغير من الأنبوب للتأكد من تشكل خيط الفيبرين بعد 30 ثانية.
- 4- تكرر العملية كل نصف دقيقة في حال عدم تشكل خيط الفيبرين وبحسب الزمن حتى تشكله بشكل كامل.

القيمة الطبيعية: 10 - 4 min.

تعيين زمن البروترومبين PT : Prothrombine Time

زمن البروترومبين: هو الزمن اللازم للبلازما لكي تشكل العلقة بعد إضافة الترميوبلاستين الكلسي حيث يفعل الترميوبلاستين عوامل تخثر السبيل الخارجي في البلازما (I - X - VII - V - II) بوجود شوارد الكالسيوم، ويتوقف زمن تشكل العلقة على تركيز هذه العوامل، وإن تطاول زمن تشكل الخثرة يدل على وجود نقص في واحد أو أكثر من العوامل السابقة.

• التطبيقات التشخيصية:

- 1- قبل العمليات الجراحية (بالإضافة إلى الPTT).
- 2- الكشف عن النقص الولادي في عوامل تخثر السبيل الخارجي.
- 3- مراقبة وإدارة المعالجة بمضادات التخثر المرتبطة بفيتامين K.

• الأدوات والمواد اللازمة:

معلق الترمبوبلاستين: الترمبوبلاستين (عامل التخثر الثالث III): وهو عبارة عن خلاصات نسيجية مأخوذة من العديد من الأنواع (إنسان - أرنب) والأعضاء المختلفة (دماغ - رنة - مشيمة) وتصنع حالياً بطريقة التآشيب Recombinant، ومتوفرة من مصادر (شركات) مختلفة بشكل جفادة، وهي المفضلة على المحاليل الجاهزة بسبب ثباتيتها قبل فتح العبوة وبعده. كلور الكالسيوم: ويستعمل بشكل محلول من إنتاج نفس الشركة.

جمع عينات الدم :

مانع التخثر

1- سيترات الصوديوم الثلاثية حصراً وبتركيز 0.11 مول/ لتر، وبنسبة حجم سيترات إلى تسعة أحجام من الدم، في أنابيب محكمة الإغلاق ومعقمة وخالية من المعادن.

تتواجد السيترات إما بشكل: ثنائية جزيئة الماء $Na_3C_6H_3O_7 \cdot 2H_2O$ ويؤخذ منها 31.3 غ /لتر ماء مقطر، أو خماسية جزيئة الماء $Na_3C_6H_3O_7 \cdot 5H_2O$ ويؤخذ منها 38 غ / لتر ماء مقطر.

2- يحذر من استخدام موانع التخثر الأخرى: EDTA، الهيبارين، أو كزالات الأمونيوم: لأنها تطيل PT بشدة .

3- يجب المحافظة على نسبة مانع التخثر إلى الدم، مع قبول التغيير حتى 10%، وضمن مجال هيماتوكريت 31 - 54% وإلا يجب تعديل النسبة بين الدم ومانع التخثر.

4- تستعمل أنابيب التخثر الحاوية على سيترات الصوديوم 3.8 g % بالماء المقطر، ويجمع الدم بنسبة حجم واحد من مانع التخثر لـ 9 حجوم من الدم .

5- من الضروري إجراء تثفيل للحصول على البلازما الفقيرة بالصفائح الدموية ويتم ذلك باستخدام المثقالات بسرعة 3000 - 4000 دورة / الدقيقة (RPM) ولمدة ربع ساعة.

طريقة العمل:

الطريقة اليدوية Manual:

- 1- يضاف إلى أنبوبين خاصين لهما القطر نفسه وباستخدام ممص آلي ورأس جديد 200 ميكروليتر كاشف الترميوبلاستين بعد مزجه جيداً.
- 2- يوضع في الحمام المائي 37°م لمدة 15 دقيقة.
- 3- تدفئ البلازما لمدة دقيقتين بالدرجة 37°م.
- 4- يؤخذ بممص آلي 100 ميكروليتر بلازما وتضاف إلى الترميوبلاستين في الأنبوب الأول ومن ثم تبدأ مقياسة الزمن ويمزج جيداً في الحمام المائي لمدة 7 – 8 ثوان، يُرفع الأنبوب بزاوية 90 درجة ويراقب بدء تشكل العلكة بالضغط على الميقاتية.
- 5- يعاد العمل على الأنبوب الثاني.
- 6- يجب أن يكون زمن الأنبوبين متقاربين ولا يزيد الاختلاف عن 0.5 ثانية، حيث يؤخذ وسطي القراءتين.

الطريقة نصف الآلية (Coagulometer (Fibrometer) Semi-Automatic:

تسمى أجهزة قياس الخثرة ميكانيكياً وأحياناً يعتمد القياس على المبدأ الضوئي إضافة للفيزيائي.

- 1- بعد تشغيل الجهاز.
- 2- ينتظر حتى الوصول إلى الدرجة 37°م.
- 3- يوضع لكل مريض محفدين Cuvet وكرتين (قطعة معدنية مغناطيسية مدورة أو مستطيلة تدور عند وضعها في حجيرة قراءة التخرثر).
- 4- يضاف لكل محفد 200 ميكروليتر ترميوبلاستين وينتظر 15 دقيقة.
- 5- يضاف 100 ميكروليتر بلازما مدفأة لدقيقتين إلى المحفد الأول وبمجرد إضافة البلازما إلى المحفد يبدأ الجهاز تلقائياً بتشغيل عداده الزمني بالثواني وبمجرد تشكل خيوط الليفيين تتوقف حركة دوران المغناطيس وبالتالي يتوقف العداد الزمني،

وعندئذ يؤخذ الرقم.

6- يعاد الاختبار على القناة الثانية.

القيم الطبيعية:

- 1- بالنواني Seconds: يتراوح المقدار المرجعي ما بين 11 - 14 ثانية، ويختلف من مختبر لآخر ويتعلق بطبيعة العمل (هل هو يدوي أم آلي) وبحساسية الكواشف المستخدمة ونوع الجهاز المستخدم للقياس.
- 2- نسبة زمن المريض إلى زمن الشاهد الطبيعي Ratio.

R=PT patient plasma in second/PT FNP in seconds

- وتتأثر بنفس العوامل السابقة والطبيعي بحدود الواحد والمجال العلاجي المقترح قديماً 1.5 – 2.5.
- 3- الفعالية Activity: القيم المرجعية للفعالية 70-130%. ولا تتأثر بنوع الكاشف المستخدم. ولحسابها يجب تحضير جُمُيعَة البلازما plasma pool المرجعية والمحضرة من ست عينات بلازما طازجة على الأقل ومأخوذة من رجال ونساء (لا يأخذون موانع حمل فموية أو أية أدوية) بأسلوب سحب دم المرضى نفسه.

تؤخذ كميات ممتاثلة من البلازما من كل نموذج وتوضع في أنبوب خاص ويقاس زمن البروترومبين ثلاث مرات ويؤخذ وسطي القراءات وهي تعبر عن الفعالية 100%.

يتناول زمن البروترومبين:

- نقص عوامل تخثر عن 10%.
- خلل في السبيل الخارجي والمشارك (I, II, V, VII, X).
- نقص VitK.
- أمراض الكبد.

معايرة الترمبوبلاستين APTT: Activated Partial Thrombolastine Time

زمن الترمبوبلاستين الجزئي APTT : هو اختبار استقصائي يساعد على تقييم قدرة الشخص على تشكيل خثرات دموية بشكل ملائم، وذلك بقياس الزمن الذي تستغرقه البلازما لتشكل الخثرة بعد إضافة كواشف خاصة (السيفالين بلاستين السائل + الكاؤولان + الكالسيوم) إلى عينة البلازما.

إن عوامل التخثر الداخلية للبلازما تفعل بواسطة السيفالين بلاستين بوجود الكالسيوم، وهذا التفعيل يتم بواسطة الكاؤولان المضاف إلى السيفالين بلاستين (الكاؤولان أفضل المفعلات) إن زمن تشكل العلكة يعتمد على وجود العوامل التالية: VIII, IX, XI, XII.

• التطبيقات التشخيصية:

- 1- يعتبر زمن الترمبوبلاستين من الاختبارات الضرورية قبل إجراء أي عمل جراحي
- 2- الكشف عن النقص الوراثي لعوامل التخثر VIII, IX, XI, XII.
- 3- لمراقبة المرضى المعالجين بالهيبارين.

• الأدوات والمواد اللازمة:

الدياسلين (سيفالين بلاستين + الكاؤولان) بالحالة السائلة، كلوريد الكالسيوم من إنتاج نفس الشركة ويأتي مع الكيت.

جمع عينات الدم :

مانع التخثر

- 1- سيترات الصوديوم الثلاثية حصراً وبتركيز 0.11 مول/ لتر وبنسبة حجم سيترات إلى تسعة أحجام من الدم في أنابيب محكمة الإغلاق ومعقمة وخالية من المعادن.
- 2- يحذر من استخدام موانع التخثر الأخرى: EDTA، الهيبارين، أو كزالات الأمونيوم: لأنها تطيل PTT بشدة .
- 3- يجب المحافظة على نسبة مانع التخثر إلى الدم، مع قبول التغيير حتى 10%، وضمن مجال هيماتوكريت 31 – 54% وإلا يجب تعديل النسبة بين الدم ومانع التخثر.
- 4- تستعمل أنابيب التخثر الحاوية على سيترات الصوديوم 3.8 غ % بالماء المقطر، ويجمع الدم بنسبة حجم واحد من مانع التخثر لـ 9 حجوم من الدم .
- 5- من الضروري إجراء تنقيح للحصول على البلازما الفقيرة بالصفائح الدموية ويتم ذلك باستخدام المثقبات بسرعة 3000 – 4000 دورة / الدقيقة (RPM) ولمدة ربع ساعة.

طريقة العمل:

الطريقة اليدوية Manual:

- 1- يضاف إلى أنبوبين خاصين لهما القطر نفسه وباستخدام ممص ألي ورأس جديد 100 ميكروليتر كاشف السيفالين بلاستين بعد مزجه جيداً.
- 2- يوضع في الحمام المائي 37°م لمدة 15 دقيقة.
- 3- تدفئ البلازما لمدة دقيقتين بالدرجة 37°م.
- 4- يؤخذ بممص ألي 100 ميكروليتر بلازما وتضاف إلى السيفالين بلاستين في الأنبوب الأول ومن ثم تبدأ مقايسة الزمن ويمزج جيداً في الحمام المائي لمدة 7 – 8 ثوان، يُرفع الأنبوب بزاوية 90 درجة ويراقب بدء تشكل العلكة بالضغط على الميقاتية.
- 5- يعاد العمل على الأنبوب الثاني.
- 6- يجب أن يكون زمن الأنبوبين متقاربين ولا يزيد الاختلاف عن 0.5 ثانية، حيث يؤخذ وسطى القراءتين.

الطريقة نصف الآلية (Coagulometer (Fibrometer) Semi-Automatic:

تسمى أجهزة قياس الخثرة ميكانيكياً وأحياناً يعتمد القياس على المبدأ الضوئي إضافة للفيزيائي.

1- بعد تشغيل الجهاز.

2- ينتظر حتى الوصول إلى الدرجة 37°م.

3- يوضع لكل مريض محفدين Cuvet وكرتين (قطعة معدنية مغناطيسية مدورة أو مستطيلة تدور عند وضعها في حجيرة قراءة التخرثر).

4- يضاف لكل محفد 100 ميكروليتر ترمبولاستين وينتظر 15 دقيقة.

5- يضاف 100 ميكروليتر بلازما مدفأة لدقيقتين إلى المحفد الأول وبمجرد إضافة البلازما إلى المحفد يبدأ الجهاز تلقائياً بتشغيل عداده الزمني بالثواني وبمجرد تشكل خيوط الليفين تتوقف حركة دوران المغناطيس وبالتالي يتوقف العداد الزمني، وعندئذ يؤخذ الرقم.

6- يعاد الاختبار على القناة الثانية.

• القيم الطبيعية:

بالثواني: 25-40 ثانية.

نسبة زمن المريض إلى زمن الشاهد الطبيعي Ratio: 1.2-1.3 R=

$$R = \frac{\text{PTT(مريض)}}{\text{PTT (FNP)}}$$

يتناول زمن الترمبولاستين الجزئي المفعول:

• نقص عوامل تخرثر الوراثي السبيل الداخلي (كالناعور) أو المكتسب.

• المعالجة بالهيبارين (ترتفع القيمة إلى الضعف).

• الأمراض الكبدية.