

عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه الجلستين الرابعة والخامسة : الكشف عن الألدهيدات والكيوتونات


Aldehydes and Ketones

تحتوي الألدهيدات والكيوتونات على زمرة الكربونيل $C=O$ كمجموعة وظيفية، وهي مركبات واسعة الانتشار في طبيعته حيث توجد بالكربوهيدرات وبعض الهرمونات وفي غدد بعض الحيوانات، يرمز

للألدهيدات بالصيغة العامة $(Ar)R-C(=O)H$ وفيها تتصل زمرة الكربونيل بجذر ألكيلي (أو عطري) وبذرة


هيدروجين، بينما تأخذ الكيوتونات الصيغة العامة $R-C(=O)R$ حيث ترتبط زمرة الكربونيل بجذرين ألكيلين أو عطريين.


تسمية الألدهيدات والكيوتونات: تسمى الألدهيدات وفق قواعد IUPAC بإسم الفحم الهيدروجيني مضاف اليه اللاحقة (ال) بحيث يبدأ الترقيم من زمرة الألدهيد



ميثانال إيتانال 3-برومو بروبانال بوتانال 3-فنييل بروبنال

وعند اتصال مجموعة الألدهيد بمركب حلقي يتم تسمية المركب الحلقي ثم يتبع الاسم بكلمة كاربالدهيد Carbaldehyde مثل:






عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه


كما تسمى بأسمائها الشائعة نسبة للحمض الكربوكسيلي المشتق منه بحذف كلمة حمض واستبدال النهاية ونيك بالنهاية ألدهيد

الألدهيد	التسمية	الحمض	التسمية
HCHO	فورم ألدهيد (ميثانال)	H-COOH	حمض الفورميك (حمض النمل)-حمض الميثانويك
CH ₃ CHO	أسيت ألدهيد	CH ₃ COOH	حمض الأسيتيك (حمض الخل)
CH ₃ CHCHO	بروبيل ألدهيد (بروبانال)	CH ₃ CH ₂ COOH	حمض البروبانويك
PhCHO	بنز ألدهيد	PhCOOH	حمض البنزويك


- تسمى الكيتونات حسب IUPAC بإسم الفحم الهيدروجيني الموافق مع إضافة اللاحقة (ون) ويرقم بحيث تأخذ مجموعة الكربونيل أصغر الأرقام كما تسمى الكيتونات بأسماء شائعة بوضع كلمة كيتون بعد مجموعتي الألكيل المرتبطتان بزمرة الكربونيل




بنزوفينون



أستوفينون



بروبانون-2 (أستون)



بوتانون-2


دي فنيل كيتون

متيل فنيل كيتون

دي متيل كيتون

اتيل متيل كيتون

مجموعة الكربونيل : تعتبر زمرة الكربونيل زمرة غير مشبعة وقطبية بسبب فرق الكهرسلبية بين الكربون والأكسجين بالإضافة لوجود رابطة ثنائية مشتركة بينهما حيث ينزاح الزوج الإلكتروني باتجاه ذرة الأكسجين ويحدث التشرّد الجزئي الموضح بحيث تصبح ذرة الكربون مركز الكتروفيلي معرض لهجوم النوكليوفيلات وحدوث تفاعلات ضم عليها




لذلك سيتم التركيز أولاً على الاختبارات التي تدل على وجود الزمرة الكربونيلية بالألدهيدات والكيتونات



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه أولاً تفاعل الإضافة لمجموعة الكربونيل مع مركب 4,2- ثنائي نترو فنييل هيدرازين

تعطي الألدهيدات والكي-tonات بتفاعلها مع هذا الكاشف رواسب ملونة من الأصفر للبرتقالي مباشرة بعد عدة دقائق، ويسمى الناتج 2، 4 – ثنائي نترو فنييل الهيدرازون. وهذا دليل على وجود مجموعة كربونيل (ألدهيد أو كيتون) اليفاتية أما الالدهيدات والكي-tonات العطرية فتعطي رواسب حمراء إلى صفراء غامقة.



- **طريقة العمل:** ضع في ثلاث أنابيب اختبار نظيفة وجافة على التوالي المواد التالية:

في الأنبوب الأول 1 مل فورم ألدهيد ، وفي الثاني 1 مل أسيتون وفي الثالث 1 مل بنز ألدهيد، ثم أضف إلى كل منها 1 مل من محلول 2، 4 – ثنائي نترو فنييل الهيدرازين في الميثانول بوجود حمض الكبريت ،خض الأنابيب الثلاثة قليلاً ثم اتركها فترة زمنية، لاحظ تشكل راسب أصفر في الأنبوب الأول وراسب برتقالي في الثاني وراسب برتقالي إلى أحمر في الثالث. سجل ملاحظاتك وأكتب المعادلات المعبرة عن التفاعلات.



ثانياً: تفاعل الإضافة لمجموعة الكربونيل مع ثاني كبريتيت الصوديوم:

تتفاعل الألدهيدات والكي-tonات مع ثاني كبريتيت الصوديوم (NaHSO₃) معطية نواتج ضم بلورية مميزة. وبمعالجة ناتج الضم المتشكل بحمض أو أساس يتحرر المركب الكربونيلي من جديد، ويستعمل هذا التفاعل لتنقية المركبات الكربونيلية من الشوائب.

أما المركبات الكربونيلية الحاوية على جذور كبيرة الحجم فلا تتفاعل مع هذا الكاشف بسبب الإعاقة الفراغية.




عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه



طريقة العمل: ضع في أنبوب اختبار 1 مل من الأسيتون وفي أنبوب ثاني 1 مل من الأسيت ألدريد ، وفي أنبوب ثالث 1 مل من البنز ألدريد، أضف إلى كل من الأنابيب الثلاث 3 مل من محلول كبريتيت الصوديوم 40% ، لاحظ انتشار كمية من الحرارة. ماهو لون الراسب المتشكل في كل حالة ؟ لاحظ الشكل البلوري للراسب. بعد ذلك افصل بالإبانة الراسب المتشكل في الأنابيب الثلاثة وأضف حمض كلور الماء أو هيدروكسيد الصوديوم وتحسس الرائحة المنطلقة من الأنابيب الثلاثة، دون ملاحظتك واكتب المعادلات للتفاعلات الجارية .

ثالثاً: تفاعل الاضافة لمجموعة الكربونيل مع الهيدروكسيل أمين:

تتفاعل الألدهيدات وأغلب الكيتونات مع هذا الكاشف معطية نواتج تسمى بالأوكسيمات:



أوكسيم هيدروكسيل أمين مركب كربونيلي


طريقة العمل: ضع في أنبوب اختبار نظيف 1 مل من الكاشف وأضف إليه 1 مل من الفورم ألدريد أو الاسيتون أو البنز ألدريد، إذا لم تلاحظ أي تفاعل في درجة الحرارة العادية ، سخن أنبوب التفاعل مع خضه، ولاحظ تغير اللون. دون ملاحظتك.

التفاعلات المميزة للألدهيدات: تتفاعل بعض الكواشف مع الألدهيدات فقط وهذا ما يميزها عن الكيتونات، من هذه الكواشف كواشف الأكسدة (محلول البرمنغنات ومحلول ثاني الكرومات، كاشف تولانز وكاشف فهلنغ) والتفاعل مع النشادر وأخيراً تفاعل كانيزارو .




عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه

1- كواشف الأكسدة: تتأكسد الألدهيدات بسهولة للحموض الكربوكسيلية الموافقه بمحاليل المؤكسدات الشائعة كالبرمنغنات أو ثاني الكرومات وغيرها من كواشف الأكسدة بينما تقاوم الكيتونات الأكسدة ضمن هذه الشروط



لذا ونظراً لسهولة أكسدة الألدهيدات مقارنة مع الكيتونات فتعتبر تفاعلات أكسدتها من أهم طرق التمييز بينها وبين الكيتونات ومن أهم كواشف الأكسدة الخاصة بالألدهيدات :

كاشف تولانز (Tollen's test): يتفاعل كاشف تولانز (محلول نترات الفضة النشادرية) مع الألدهيدات فقط مرجعاً شاردة الفضة Ag^+ إلى معدن الفضة، الذي يرسب على جدار الأنبوب على شكل مرآة ويتأكسد الألدهيد بدوره إلى الحمض الكربوكسيلي الموافق، لذلك يستعمل هذا التفاعل في تفضيض الزجاج (تشكيل المرايا).




ملاحظة : يتم تحضير كاشف تولانز (بحل 30gr من نترات الفضة في 500 ml ماء مقطر ثم يضاف للناتج محلول ماءات الأمونيوم 10% فيتشكل راسب من أوكسيد الفضة في بادئ الأمر لا يلبث أن ينحل،يمدد بعد ذلك الحجم الى لتر فنحصل على الكاشف المطلوب.

طريقة العمل : خذ ثلاثة أنابيب،ضع في الانبوب الأول 1 مل من الأسيت ألدهيد وفي الثاني 1 مل من البنز ألدهيد وفي الثالث 1 مل من الأسيتون. ثم أضف إلى كل منها 2 مل من كاشف تولانز. سخن



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه
الأنابيب على حمام مائي حوالي 5 دقائق في حال عدم تشكل المرآة الفضية. ماذا تلاحظ؟ هل تتشكل المرآة في الأنابيب الثلاثة؟ دون ملاحظتك.

كاشف فهلنغ (Fehling test): ترجع الألدهيدات أيضاً شوارد النحاس في كاشف فهلنغ (المحلول القلوي لكبريتات النحاس وطرطرات الصوديوم والبوتاسيوم) إلى شوارد النحاسي مشكلة راسباً بلون أحمر أو بني محمر من أكسيد النحاسي وتتأكسد بدورها إلى الحموض الكربوكسيلية حسب المعادلة التالية:



ويجب الانتباه إلى أن أغلب الألدهيدات العطرية لا تتفاعل مع كاشف فهلنغ.

طريقة العمل: ضع في ثلاثة أنابيب اختبار نظيفة وجافة 2 مل من مزيج محلولي فهلنغ الأول والثاني ثم أضف إلى الأنبوب الأول 0.5 مل من الأسيت ألدheid أو الفورم ألدheid وإلى الثاني 0.5 مل من البنز ألدheid وإلى الثالث 0.5 من الأسيتون. ضع الأنابيب الثلاثة في حمام مائي يغلي مدة 5 دقائق. هل يتشكل راسب؟ ماهو لونه؟ سجل ملاحظتك واكتب معادلات التفاعل.



ملاحظة : يتم تحضير محلول كاشف فهلنغ الأول بحل (34.64 gr) كبريتات النحاس $CuSO_4.H_2O$ بحوالي (350 ml) ماء مقطر ثم يمدد الحجم حتى 500 ml.

أما محلول فهلنغ الثاني فيحضر بإذابة 173 gr من ملح روشيل (طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم) و 65 gr من هيدروكسيد الصوديوم في 350 ml ماء مقطر ثم يمدد الحجم حتى 500 ml.

عند الاختبار يمزج حجمان متساويان من المحلولان الأول والثاني

2- التفاعل مع النشادر: (تفاعل تشكل الأوروتروبين) (خاص بالفورم ألدheid)

يتفاعل الفورم ألدheid مع النشادر بوسط قلوي مشكلاً مركب بلوري ثابت بإسم الأوروتروبين (سداسي ميثيلين رباعي الأمين) المستخدم كمطهر للمجاري البولية، إذ يحرر الأوروتروبين ثنائية الفورم ألدheid بوجود حمض ما.




طريقة العمل: ضع في جفنة 5 مل من الفورمول وأضف إليها 2 مل من ماءات الأمونيوم المركزة، سخن الجفنة بلطف ولاحظ إنطلاق غاز النشادر، إذا لم تلاحظ ذلك أضف ثانية 1 مل من ماءات الأمونيوم المركزة وسخن حتى تمام الجفاف. بذلك تحصل على بلورات بيضاء من الأوروتروبين حلوة المذاق عديمة الرائحة . سجل ملاحظتك واكتب معادلة التفاعل.



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه
إترك الجفنة تبرد ثم أضف إلى الراسب بضع قطرات من حمض كلور الماء، ماذا يحصل؟ أكتب معادلة التفاعل.

3- تفاعل كانيزارو Cannizaro reaction (الأكسدة والارجاع الذاتي للألدهيدات):

تعاني الألدهيدات التي لا تحوي على ذرة هيدروجين في الموقع α من زمرة الكربونيل (بنزالدهيد، فورم ألدهيد، ثلاثي متيل أسيت الدهيد) في وسط قلوي أكسدة جزيئة ألدهيد إلى الحمض المقابل وإرجاع جزيئة أخرى إلى الغول الموافق أي أن إحدى جزيئات الألدهيد تتأكسد على حساب إرجاع جزيئة أخرى. يسمى هذا التفاعل بتفاعل كانيزارو:





عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه
طريقة العمل: ضع في أنبوب اختبار 1 مل من البنز ألدهيد، ثم أضف إليه 2 مل من محلول ماءات الصوديوم 3%، سخن أنبوب الاختبار على حمام مائي مع التحريك مدة 5 دقائق. برد الأنبوب وأضف إلى المزيج عدة قطرات من الماء المقطر لإذابة بنزوات الصوديوم المتشكلة. أفصل الطبقة المائية عن الطبقة العضوية بالإبانة ثم أضف إلى الطبقة المائية 0.5 مل من حمض كلور الماء المركز. لاحظ ترسب بلورات حمض البنزويك البيضاء، أكتب معادلات التفاعل

التفاعلات المميزة للكيونات:

1- التفاعل مع كاشف نسلر: تعطي الكيونات مع هذا الكاشف ($K_2(HgI_4)$) رواسب سبيخية بيضاء مصفرة عديمة الشكل ذوابة في الحموض وفي محلول سيانيد الصوديوم أو البوتاسيوم محررة الكيتون من جديد.

طريقة العمل : ضع في أنبوب اختبار نظيف قطرة من الأسيتون مثلاً وامزجها جيداً مع 5 مل من الماء المقطر، أضف هذا المزيج إلى أنبوب آخر يحوي 6 مل من كاشف نسلر. لاحظ تشكل راسب أبيض سبيخي.

ملاحظة: يحضر كاشف نسلر على قسمين حيث يتم بالقسم الأول اذابة 13.55gr من كلور الزئبق مع 36 gr من يود البوتاسيوم بالماء المقطر ويمدد الحجم حتى 500 مل القسم الثاني يذاب 135 gr من هيدروكسيد الصوديوم في 500 مل ماء مقطر قبل اجراء الاختبار بكاشف نسلر يمزج 190 مل من القسم الأول مع 80 مل من القسم الثاني فنحصل على كاشف نسلر جاهز للاستعمال.

2- تفاعل الكيونات مع محلول نتروبروسيد الصوديوم :

تتفاعل الكيونات أيضاً مع محلول نتروبروسيد الصوديوم $Na_2(Fe(CN)_5NO).3H_2O$ في وسط قلوي ملونه المحلول بلون أحمر يسمى هذا التفاعل تفاعل "ليفال" .


طريقة العمل : ضع في أنبوب اختبار 1 مل من الأسيتون وفي أنبوب آخر 2 مل من الأسيتوفينون، ثم أضف إلى كل منهما 0.5 مل من كاشف نتروبروسيد الصوديوم 1% المحضر حديثاً وعدة قطرات من



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه
محلول ماءات الصوديوم ١٠٪ حتى ظهور اللون الأحمر البرتقالي ، خذ قسماً من المحلول النهائي وعالجه بثلاث قطرات من حمض الخل الثلجي، لاحظ تغير اللون إلى الأحمر الأرجواني الثابت في حين يتغير لون القسم غير المعالج بحمض الخل الثلجي تلقائياً إلى اللون الأصفر الفاتح بعد مايقارب عشرين دقيقة.

3- تفاعل الكيتونات مع اليود ويود البوتاسيوم (تفاعل اليودوفورم):

تتفاعل الكيتونات الحاوية على مجموعة أستيل /-CH₃CO/ مثل الأسيتون والأسيتوفينون .. مع اليود في يود البوتاسيوم وفي وسط قلوي في درجة الحرارة العادية معطيةً راسباً أصفرًا من اليودوفورم. إن إختبار اليودوفورم حساس جداً تجاه الأسيتون حتى لو كان بنسبه ضئيلة ٠,٠٤٪ يستخدم هذا التفاعل للكشف عن الأسيتون في بول مرضى السكري.



طريقة العمل: ضع في أنبوب اختبار ١ مل من محلول اليود في يود البوتاسيوم (٢,٥ غ يود في ١٠٠ مل ماء يحوي ٥ غ يود البوتاسيوم) وأضف إليه ٣ مل من محلول ماءات الصوديوم ٢ نظامي ، ثم أضف إلى المزيج ٠,٥ مل من الاسيتون . لاحظ تشكل راسب أصفر ذي رائحة مميزة، ما هو هذا الراسب ؟ واكتب معادلات التفاعل.



عملي مقرر الكيمياء العضوية 2 – لطلاب كلية الصيدلة السنة الثانية – جامعة حماه