

الجلسة العملية الرابعة عشر




الزيوت الطيارة (2) Volatile Oils (or Essential Oils)

دراسة الزيوت الطيارة Essential Oils

الهدف من الجلسة:

- تمرين عملي (1): استخلاص التيمول Thymol (من أوراق السعتر) وفصلها والكشف عنها.
- تمرين عملي (2): معايرة زيت الأنيسون العطري Anise دستورياً بالجرف بخار الماء.

الزيوت الطيارة (2) Essential Oils

التأثير الدوائي	الزيوت الطيارة	النبات والجزء المستخدم
أمراض الجهاز التنفسي مضاد للسعال expectorant	4.5-0.7 % زيوت طيارة من أهمها:  Thymol  Carvacrol	السعتر (الأجزاء الهوائية) Thymus vulgaris الفصيلة الشفوية
expectorant antibacterial antiviral spasmolytic	Volatile oil (2 to 6%): chief constituent trans-anethole (94%) anis aldehyde (1.4%)  Anethole	الأنيسون (الثمار) Pimpinella anisum الفصيلة: الخيمية Apiaceae




Figure 4.1 The various types of aromatic extract derived from plant materials.

- طرق استخلاص الزيوت الطيارة:

- 1- التعطين في الكحول: Maceration with alcohol
- 2- التعطين في المواد الدسمة: Maceration with fat
- 3- استخدام المذيبات Solvent و Enfleurage
- 4- الجرف ببخار الماء Distillation Hydrodiffusion والعصر Expression





Figure 4.2 Laboratory water distillation apparatus for extraction of oils from plant materials.

✓ المعايرة:

تتم معايرة الزيت الطيار دستورياً في نبات ما بحساب كمية الزيت الناتجة عن جرفها ببخار الماء إما حجماً أو وزناً.
ملاحظة: إن طريقة الاستخلاص بالمذيبات لا تستخدم لمعايرة الزيت الطيار لأن هناك بعض المواد الأخرى بإمكانها أن تذوب في المذيبات المستخدمة في الاستخلاص ولا يمكن التخلص منها.
ملاحظة: لمعايرة أحد مركبات الزيت الطيار نستخدم الكروماتوغرافيا الغازية GC حيث يتم فصل هذا المركب ومعايرته.



gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).

Peak	Constituent	% Composition	Peak	Constituent	% Composition
A	-Pinene	11.0	G	1,8-Cineole	43.5
B	Camphene	4.8	H	-Terpinene	0.6
C	-Pinene	8.2	I	Camphor	11.9
D	Myrcene	1.3	J	Terpinen-4-ol	3.9
E	l-Cymene	0.3	K	Bornyl acetate	1.5
F	Limonene	2.7	L	-Caryophyllene	4.0

Results of GC of Rosemaryoil.

مثال على ذلك: معايرة الزيت الطيار في السعتر نستخدم الجرف ببخار الماء.

لمعايرة التيمول في الزيت الطيار في السعتر نستخدم الكروماتوغرافيا الغازية GC.

✓ الفصل: باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة TLC ، الطور المتحرك: تولوين:خلات ايتيل 7:93

✓ الكشف عن الزيوت الطيارة المفصولة: يمكن الكشف عن بعضها بالأشعة فوق البنفسجية UV عند طول

موجة 365nm و 254nm إذا كانت الصيغة الكيميائية فيها طنين، وباستخدام كاشف محلول الفانيلين مع

حمض الكبريت والتسخين حتى ظهور البقع.

• تمرين عملي (1): استخلاص التيمول Thymol (من أوراق السعتر) وفصلها والكشف عنها.

طريقة العمل:

✓ الاستخلاص: نأخذ 0.5 غ من مسحوق العقار +5مل ايتري ايتيلي ثم ننتظر لمدة 20 دقائق مع التحريك ثم نرشح.

✓ الفصل والإظهار: تحمل الرشاحة السابقة على صفيحة ال TLC وتوضع في الطور المتحرك، تترك الصفيحة لتجف

وتفحص باستخدام ال UV عند طول الموجة 254 نانومتر و 365 نانومتر، ثم ترذ بكاشف الفانيلين مع حمض

الكبريت مع التسخين.

- كتابة معامل الانسياب ال Rf لكل بقعة والألوان في الجدول التالي:

الألوان قبل الكاشف	الألوان بعد الكاشف	ال Rf	خلاصة السعتر
الضوء المرئي	365 نانومتر	254 نانومتر	الضوء المرئي
			البقعة (1)
			البقعة (2)
			البقعة (3)


ال TLC المرجعية:

الطور المتحرك (تولوين:خلات ايتيل 7:93)

كاشف فانيلين وحمض الكبريت مع التسخين

- خلاصة السعتر (4)

- تيمول عياري $R_f \approx 0.5$ بقعة بلون أحمر وردي (T1)



• تمرين عملي (2): معايرة زيت الأنيسون العطري Anise دستورياً بالجرف ببخار الماء.

طريقة العمل:

✓ الاستخلاص: نأخذ 30 غ من العقار في حوجلة سعة 250 مل ونضيف إليها 150 مل ماء ونركب الحوجلة

في جهاز الجرف (كلافنجر) ونضعها على السخانة لمدة ساعة ونصف.

✓ المعايرة: يتجمع في القسم المدرج من الجهاز كمية من الماء تعلوها طبقة من الزيت الطيار المجروف مع بخار الماء.

- نحسب حجم هذه الكمية من الزيت ولتكن X.

- نحسب النسبة المئوية للزيت الطيار في النبات المراد معايرة الزيت فيه وهي مقدرة بالـ ح/و الحجم/الوزن.
